

## Tas voor verpleegkundigen



- De Tas voor verpleegkundige is de ideale tas voor professionele thuisverpleegkundigen of gezinshulp, met aanpasbare compartimentverdeling.
- 2 frontale opbergvakken voor persoonlijk materiaal.
- Isothermische ampullenhouder met 29 elastische banden.
- Schouderriem en handvat.
- Materiaal: 420D Serge Polyester Jacquard.
- Wasbaar.
- Afmetingen: 340 x 250 x 110 mm.
- Capaciteit: 9,35 L.
- Gewicht: 1,48 kg.
- Kleur: Marine blauw.
- De tas wordt leeg geleverd

