

## Dokterstas



- Deze medische tas werd ontworpen voor de huisarts, maar ook voor zelfstandige verpleegkundigen
- 4 afneembare transparante opbergcomponenten
- Verstevigde compartimenten voor kwetsbare instrumenten
- Isothermische ampullenhouder met 38 elastische banden
- Beschermd compartiment voor 12" laptop
- Ruim vak voor documenten
- Verschillende compartimenten voor persoonlijke bezittingen
- Rits voor hangslot
- Schouderriem, ergonomisch gevoerd handvat, verborgen rugzak en trolleyband
- Sterk polyamide materiaal, afwasbaar
- Gewicht: 2,6 kg
- Max. gewicht inhoud: 5 kg
- Afmetingen: 400 x 300 x 170 cm
- Kleur: zwart
- De tas wordt leeg geleverd

