

## Dokterstas



- Lichte tas gemaakt voor het vervoer van de noodzakelijke sanitaire materiaal om tussenbeide te komen in elke situatie.
- Tas ontworpen om de medische materiaal perfect te organiseren.
- Gemakkelijke toegang tot het materiaal dankzij het systeem van compartimentverdeling.
- Deze tas is ook bruikbaar in fysiotherapie, thuiszorg dankzij het compacte formaat en zijn veelzijdigheid.
- Bovenste flap met documenthouder, isothermische zakje voor instrumenten, kaart- en pen houder.
- Frontale flap met elastische banden en 2 brede zakjes.
- Versterkte knoppen.
- Interne afneembare organisatoren.
- Met verwijderbare schouderriem.
- Ook te gebruiken als rugzak dmv ingewerkte riemen.
- Afmetingen: 400 x 210 x 250 mm.
- Inhoud: 19,95 L.
- Gewicht: 1,22 kg.
- Mini cold pack en mini naaldencontainer inbegrepen in de tas.
- De tas wordt leeg geleverd

