

Exufiber AG+ gelvervand, 5 x 5 cm, steriel Doos van 10



- Exufiber Ag+ Dressing met Hydrolock Technology is een steriel, niet-geweven gelvezelverband met snelle antimicrobiële werking voor duurzame bescherming tegen een breed spectrum van pathogenen, waaronder biofilm
- In vivo gegevens tonen aan dat Exufiber Ag+ significant betere resultaten behaalt in het verminderen van bacteriële biofilm, tegen *Pseudomonas aeruginosa* en *Staphylococcus aureus* (MRSA) in vergelijking met Aquacel Ag+ Extra™
- Exufiber Ag+ verandert in gel bij contact met exsudaat. De gel zorgt voor een snelle genezing van de vochte wonden en blijft intact voor een gemakkelijke verwijdering. Hoog absorptie- en fixatievermogen dat het risico op lekkage en maceratie vermindert.
- Exufiber Ag+ kan worden gebruikt voor de behandeling van een breed scala aan matig tot sterk exsuderende wonden.
- Kan gecombineerd worden met Mepilex Border Flex, een unieke combinatie van Flex- en Safetac-technologieën

