

## Engelse kruk voor kinderen



- Handvat en armsteun van hoogwaardig antibacterieel kunststof
- Breedte armsteun: 8,5 cm
- Aluminium buizen
- Diameter van de middelste buis: 2 cm
- Diameter van de onderste buis: 1,7 cm
- Kleur plastic onderdelen: blauw, geel, rood
- Afstelling met drukknop
- Hoogte van het handvat verstelbaar in 3 standen: 19,5 tot 24,5 cm
- Hoogte van het onderste deel van de kruk verstelbaar in 8 standen: 57 tot 75 cm
- Dop van natuurlijk rubber met speciale metalen inzetstuk
- Binnendiameter dop: 1,6 cm
- Buitendiameter dop: 4,5 cm
- 2 reflectoren aan de voor- en achterkant
- Gewicht: 450 g

