

Pocketmop Microblue



- Afmetingen: 40 x 14 cm
- Microvezel mop met hoog absorptievermogen en polyester achterkant
- Vlak systeem met zakken, te gebruiken met pre-impregneer systeem, impregnatie op aanvraag met impregneer station of met handgrepen met tank
- Ideaal voor frequente reiniging van gladde oppervlakken
- Lange levensduur: zakmoppen zijn bijna twee keer zo duurzaam als krasmoppen
- Eenvoudig: de mop kan snel en gemakkelijk worden vervangen
- Maximale hygiëne: de microvezel dringt door in de microporositeit van de vloer en verzamelt vuil en meer dan 95% van de bacteriën
- Geen contact: het franjevrijgavesysteem elimineert het contact met het vuil
- Draad: microvezel (85% polyester, 15% polyamide)
- Achterkant: polyester
- Onderhoudsinstructies:
 - Wastemperatuur max 90° C, aanbevolen 60° C
 - Bleken mogelijk, geen chloor gebruiken
 - Kan in de droger op een lage stand