

Gohy Fix Confort, Small. Doos met 4 x 25



- 1 grijze streep
- Heupomtrek: 70 tot 105 cm
- Met een brede elastische band.
- Deze panty's bieden een perfecte steun voor alle anatomische beschermingen, zijn perfect ademend en hebben het uitzicht van klassiek ondergoed.
- De elastische polyester vezels passen zich perfect aan de contouren van het lichaam en de inlegger aan.
- Deze panty's zijn machinewasbaar op 60 ° en kunnen in de droogkast.