

Gcare Proskin vochtige shampoo cap Zak van 1 cap



- Met de Procure shampoo cap kan men, zonder ongemak voor de patiënt, makkelijk de haren wassen, zonder dat deze uit zijn bed moet komen, noch zich naar voor of naar achteren hoeft te buigen
- Klaar voor gebruik, de binnenkant van de cap is voorbevochtigd met een speciale shampoo die niet moet worden afgespoeld
- Voor meer comfort kunnen de capjes worden opgewarmd in een magnetron of in een speciaal daarvoor

bestemde verwarmingskast

- De buitenste laag van de capjes bestaat uit een duurzaam plastic, die de verzorger beschermt bij de verzorging
- De lotion bestaat uit de volgende ingrediënten: Aqua, Coco-Glucoside, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Glycerin, Propylene Glycol, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lactic Acid, Simethicone, Tocopheryl Acetate, Parfum