

## Actieve tillift Meden Verteo, 230 kg



- De Verteo zit-naar-sta-lift maakt het eenvoudig om patiënten met een handicap of beperkte mobiliteit te tillen, vervoeren en op te laten staan.
- De lift stabiliseert afzonderlijke lichaamsdelen van de patiënt en door de hoek van de tilarm te veranderen, kan de patiënt geleidelijk worden opgetild. Door de hoek van de tilarm aan te passen, kan de operator eenvoudig een specifieke positie bepalen waarin de patiënt tot meerdere uren kan blijven liggen. De Verteo helpt de patiënt effectief bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten, zoals in en uit bed of een stoel stappen, naar het toilet gaan, gebruik maken van vervoer, enz. De Verteo wordt aanbevolen voor gebruik in medische instellingen, sanatoria, bejaardentehuizen en andere zorgcentra.
- Karakteristieken:
  - Kan gebruikt worden in kleine ruimtes
  - Inclusief stabilisatiebanden voor onderbenen
  - Nooddaalfunctie
  - Maximale veiligheid en comfort
  - Bescherming tegen overbelasting
  - Zeer gemakkelijk te manoeuvreren
  - Ontlast de ruggengraat van de bestuurder tijdens het hanteren en manipuleren
  - Verstelbare en afneembare voetsteun
  - Onderhoudsindicator
  - Dankzij de inklapbare poten past hij onder een stoel, rolstoel of toilet
  - Gebruik van hoogwaardige elektrische componenten
  - Ergonomische oplossingen: verschillende grijppunten,

beensteunen schuin naar de voetsteun gericht.

- Voordelen :
  - Verstelbare afstand tussen de benen
  - 360° zwenkwielen met remmen
  - Beensteunen beveiligd met riemen
  - Stabiele, afneembare voetsteun
- Technische gegevens:
  - Elektrische aanpassing van de afstand tussen de basis (benen)
  - Maximale belasting: 230 kg
  - Lengte: 108 cm
  - Breedte: 75 cm
  - Hoogte: 113 cm
  - Hoogtebereik heffen: 78-174 cm
  - Hoogte voetsteun: 9 cm
  - Hoogte van scheenbeschermers wanneer naar beneden gemonteerd: min 39 cm - max 52 cm
  - Hoogte scheenbeschermers omhoog gemonteerd: min 53 cm - max 66 cm
  - Breedte voetsteun min: 51/66 cm
  - Max basisbreedte: 101/115 cm
  - Hoogte onderbeen: 11,5 cm
  - Wiel diameter (zonder rem / met rem): 10 / 12,5 cm
  - Gewicht: 60 kg
  - Accucapaciteit: 2,9 Ah
  - Hefsnelheid zonder last: 18 sec
  - Daalsnelheid zonder last: 18 sec
  - Max. geluidsniveau: 52 dB
  - Lader - ingangsspanning: 100-240 V

- Frequentie oplader: 50/60 Hz
- Medische apparatuur: MD

- Youtube-link:  
<https://www.youtube.com/watch?v=JitAtoUCI2o>

