

## Douche-en badlift Hydraid



- De Hydraid badlift met hoogteverstelling is ontworpen voor gebruik in ziekenhuizen, sanatoria en bejaardentehuizen. Hij wordt gebruikt om mensen met beperkte mobiliteit als gevolg van ziekte of stoornissen te helpen zichzelf op te tillen, zich te verplaatsen en dagelijkse hygiëne- en verzorgingsactiviteiten uit te voeren. Hiermee kan de verzorger de patiënt van bed naar bad en van bad naar bed brengen.
- Het kan door één persoon worden bediend, zodat het personeel ergonomisch kan werken.
- Karakteristieken:
  - Tillen/zakken
  - Mobiel
  - Verstelbaar hoofd- en onderbeengedeelte
  - Uitgerust met een bedieningspaneel en handafstandsbediening voor hoogteverstelling.

- Technische gegevens:
- Afmetingen zitting (L x B x H min/max): 97 x 76 x 124/184 cm
- Afmetingen brancard (L x B x H min/max): 97 x 184 x 124/184 cm
- Afmetingen brancard (L x B): 43 x 184 cm
- Breedte zitting: 43,5 cm
- Hoogte handvat: 119 cm
- Draaidiameter: 115 cm
- Wieldiameter (met/zonder rem): 12,5 / 10 cm
- Ingangsspanning: 100-240 V - 50-60 Hz
- Accucapaciteit: 2,9 Ah
- Gewicht: 95 kg
- Maximale heflast: 160 kg
- Hef-/daaltijd: 42 / 35 sec

