

Evocare gaaskompressen, 10 x 10 cm Pack met 100



- Evocare hydrofiel gaaskompres niet steriel is een hydrofiel gaas kompres dat geschikt is voor gebruik als wondbedekker bij wonden waar steriliteit van het kompres geen vereiste is.
- Het is ook geschikt voor het reinigen van wonden en wondranden.
- De stevigheid van het HG kompres maakt dit kompres

beter geschikt voor wondreiniging dan een non-woven kompres.

- Vervaardigd van 100% katoen - 8 lagen
- Rafelvrij gevouwen 17-draads geweven
- Autoclaveerbaar 121°C
- Behoudt zijn stevigheid, ook als het met een vloeistof wordt doordrenkt ten behoeve van de wondreiniging

