

Blauwe Histoacryl weefsellijm, 0,5 ml Doos van 10



De weefselkleefstof Histoacryl bestaat uit monomeren van n-butyl-2-cyanoacrylaat, die snel polymeriseren bij contact met weefselvloeistoffen. Histoacryl is beschikbaar in een blauwe variant, die het gemakkelijker maakt om de hoeveelheid gebruikte weefselkleefstof te controleren.

- Type: Synthetisch, steriel
- Samenstelling: monomeer n-butyl-2c-cyanoacrylaat

- Indicaties: sluiting van kleine wonden, sclerotherapie, fixatie van wandherstellende implantaten
- Voordelen: esthetisch, mechanische sterkte, geen plaatselijke verdoving, geen draadextractie, antimicrobiële bescherming, tijdbesparend
- Opslag: Bij kamertemperatuur, individueel in folie verpakt