

Ambulante spuitpomp Canafusion CA-500



- De CA-500 is een draagbare, intuïtieve spuitpomp die ideaal is voor het toedienen van medicijnen en vloeistoffen met een laag volume en lage flow. Dankzij een groot aantal functies is de pomp geschikt voor infuustherapie in een groot aantal toepassingen in ziekenhuizen, ambulante en thuiszorgomgevingen.
- Karakteristieken
 - Lichtgewicht en compact, volledig draagbaar en gemakkelijk mee te nemen in een speciaal ontworpen draagtas.
 - Past op spuiten van 1 ml tot 20 ml van toonaangevende fabrikanten.
 - Digitale programmering met een helder OLED-scherm, bijzonder gemakkelijk af te lezen bij veel of weinig licht.
 - Hoorbare alarmen met displaymelding en knipperend zwaailicht bieden volledige bescherming.
 - Met de intuïtieve PCA-functie kunnen patiënten met één druk op de knop een extra dosis toedienen voor snelle pijnverlichting.
 - Het PCA-volume is programmeerbaar van 0,1 ml tot ¼ van de spuitinhoud. Het interval tussen twee PCA's is programmeerbaar van 5 tot 60 minuten in stappen van 5 minuten.