

## Flocare bolus adapter



- Aansluiting voor bolus of decanteren uit Nutricia verpakkingen en OpTri flessen, waardoor het gemakkelijk is om voeding rechtstreeks in een spuit te gieten
- De adapter heeft een extra piek om de sondetoevoer uit de verpakking te halen

- OpTri verpakkingen en flessen kunnen veilig hersloten worden tussen voedingen
- Geschikt voor patiënten thuis
- Geschikt voor volwassenen en kinderen
- Maximaal gebruik gedurende 24 uur