

## Maimed wit cohesive windsel, 10 cm x 4 m, niet steriel Doos met 1 windsel



- Karakteristieken:
  - Wit, samenhangend en elastisch verband
  - 97% polyester, 3% polyamide
  - Rekbaar tot ca. 100
  - Reklengte ca. 4 m of ca. 20 m, kort gedeelte
  - Hecht dankzij micro-punt latex coating
  - Met ingevoegde papierstrook

- Niet-steriele zwachtels kunnen worden gesteriliseerd
- Toepassing:
  - Bijzonder eenvoudig in gebruik, omdat er geen clips nodig zijn dankzij de eigen kleefeigenschappen. Voor snelle poliklinische of klinische zorg, voorafgaand aan diagnose of behandeling. Geschikt voor het fixeren van alle soorten verband.