

## Server-Ready T103 nachtkast, Sonoma Oak R20128



- Nachtkastje met lade, grote lade, twee schuifplanken en een open vak, klaar voor de flexibele bedtafel s100.
- Met zijn twee schuifplanken is het storeline® t103 nachtkastje de ideale aanvulling op een zorgbed uit het bock floorline assortiment. Persoonlijke bezittingen zijn binnen handbereik en van bovenaf goed zichtbaar als de grote lade geopend is. De geïntegreerde schuifplanken maken het mogelijk om de opbergruimte op twee niveaus snel en veilig uit te breiden: op de onderste plank kan de bewoner gemakkelijk drankjes of persoonlijke bezittingen neerzetten, zelfs als de hoogte van de bedbodem erg laag

is. Daarnaast maakt de grote lade het makkelijker voor bewoners om bijvoorbeeld drankjes te pakken en weer terug te zetten.

- Afmetingen: 506 x 450 x H 788 mm
- Uittrekplank: 445 x 400 mm
- Vak voor kleine lade: 430 x 330 x H 85 mm
- Open vak: 460 x 400 x H 70 mm
- Vak voor grote lade: 430 x 330 x H 320 mm
- Gewicht: 37,75 kg
- 4 dubbele zwenkwielen dia. 50 mm, 2 met rem