

## Spuit voor enterale voeding Enfit, 60 ml



- Compat® ENject enterale spuiten met ENFit® tip zijn geïndiceerd voor gebruik met ENFit® enterale voedingshulpmiddelen
- Compat® ENject-spuiten hebben een transparante romp met geïndiceerde markeringen en zijn voorzien van een paarse zuiger, ENFit®-tip en afsluitdop.
- Compat® ENject-spuiten zijn steriel, DEHP-vrij, BPA-vrij en latexvrij\*
- De zuiger glijdt gemakkelijk in het lichaam van de spuit en het lichaam van de spuit is slank voor eenvoudige hantering
- Met de dop kunnen gebruikers voedingsoplossingen of

medicijnen van tevoren klaarmaken en wordt voorkomen dat de spuit lekt

- De volumemarkeringen op de Compat® ENject-spuiten zijn gemakkelijk af te lezen, waardoor het toedienen van vloeistof eenvoudig en nauwkeurig is
- Steriel: Gesteriliseerd met ethyleenoxide (EO)
- Bewaren: Droog bewaren bij kamertemperatuur en buiten direct zonlicht
- Houdbaarheid: 5 jaar vanaf productiedatum. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking
- Gebruiksduur: Eenmalig gebruik

