

## Dax Alcogel Navulling van 1 L



- Voor Dax automatische et handmatige dispensers 006.006 en 006.035
- Handontsmettingsgel, navulling van 1 L
- Verwijdert ziekteverwekkende micro-organismen
- Efficiënt tegen bacteriën, schimmels en talrijke virussen, zoals het griepvirus, hiv en het norovirus
- Een goede hygiëne en routinematig gebruik van handontsmettingsmiddelen zijn zeer belangrijk om de verspreiding van infecties te voorkomen, zowel binnen als buiten de gezondheidszorg
- Productgegevens:
  - semi-gel
  - 87 vol% gedenatureerde ethanol
  - glycerine als vochtinbrengend middel
  - klinisch getest voor dagelijks verzorgingswerk
  - werkt snel en kleeft niet na het verdampen
- Opslag en houdbaarheid:
  - bewaren bij kamertemperatuur in de goed gesloten originele verpakking
  - houdbaarheid in de ongeopende én geopende verpakking: zie datumstempel op de fles
  - Milieu: alle verpakkingen zijn recycleerbaar en geven geen schadelijke stoffen vrij bij eventuele verbranding
  - Verpakkingsmateriaal: hoge-densiteit-polyetheen (HDPE)
  - Gebruik:
    - was uw handen met water en zeep wanneer ze zichtbaar vuil zijn
    - breng minimaal 3 ml Dax Alcogel aan op de droge en schone handen (ten minste tweemaal op het pompje drukken)
    - wrijf uw handen gedurende 30 sec. grondig in tot de handen droog zijn, vergeet uw duimgreep niet