

GCare Home cilindrisch kussen



- Tussen de benen en knieën in laterale decubituspositie om wrijving te voorkomen
- Verlicht de druk op de hielen
- Afmetingen: 70 x 17 cm
- Clinicare bi-elastische hoes (polyamide gecoat met polyurethaan)
- Vulling in fijne polystyreen korreltjes
- Kleur: blauw
- Onderhoud:
 - Ontsmetting met een niet-gechloreerde hoge oppervlakt spray
 - Machinewasbaar op 95°C