

## GCare Home beenkussen



- Dit kussen wordt gebruikt in bed
  - Het zit bij het kruis en voorkomt het risico op schuren
  - Afmetingen: 34 x 24 x 10 cm
  - Clinicare bi-elastische hoes (polyamide gecoat met polyurethaan)
  - Vulling in fijne polystyreen korreltjes
- Kleur: blauw
  - Onderhoud:
    - Ontsmetting met een niet-gechloreerde hoge oppervlaktespray
    - Machinewasbaar op 95°C