

Beurer BM49 armbloeddrukmeter



- Ingebouwde luidspreker
- Volautomatische meting van bloeddruk en armpols
- Spraakfunctie: FR, NL, DE, IT
- Instelbaar volume, stem kan worden uitgeschakeld
- 2 x 60 geheugenplaatsen
- Risico-indicator
- Aritmiedetectie
- Voor een armomtrek van 22 tot 36 cm
- Datum en tijd/automatische uitschakeling
- Foutmelding
- Indicator batterijwissel
- Opbergzakje
- XL-manchet (35 - 44 cm) verkrijgbaar als accessoire, referentie 334.981
- Adapter afzonderlijk verkrijgbaar