

## Beurer EM49 TENS/EMS elektrostimulator



- Pijnbestrijdingstherapie (TENS)
- Spierstimulatie (EMS)
- Ontspanning en massage
- 64 opgeslagen programma's
- 6 aanpasbare programma's
- Doctor-functie: persoonlijke instellingen kunnen worden opgeslagen
- 50 intensiteitsniveaus
- Zelfklevende elektroden (4 meegeleverd, 45 x 45 mm)
- Weergave van de juiste elektrodepositie om het gebruik te vereenvoudigen
- 2 afzonderlijk instelbare elektrodekanalen
- Afteltimer van 5 tot 100 minuten
- Inclusief praktische riemclip
- Veiligheidsstop
- Omgekeerd LCD-scherm met blauwe achtergrondverlichting

