

## Beurer HK48 zitbank warmtekussen



- Omkeerbaar kussen
- Extrazacht oppervlak
- Ademend
- Zacht en aangenaam op de huid
- Snelle opwarming
- 3 temperatuurinstellingen
- Beurer veiligheidssysteem (BSS)
- Automatische uitschakeling na ca. 90 min.
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Verlichte temperatuurniveaus
- Verwijderbare schakelaar
- Sloop met geïntegreerd verwarmingskussen
- Binnenkussen (niet wasbaar)
- Kussensloop: machinewasbaar op 30°C
- Dit apparaat voldoet aan de strenge sociaal ecologische eisen van OEKO-TEX® STANDARD 100, zoals aangetoond door het onderzoeksinstituut Hohenstein

