

## Beurer BG51 XXL diagnoseweegschaal



- Glazen weegplateau, 8 mm XXL-formaat
- Draagvermogen: 200 kg: ook geschikt voor zware mensen
- Multi-display: alles in één oogopslag
- Gewicht, lichaamsvet, lichaamswater, spiermassa, botmassa, AMR calorieënweergave
- Met BMI-berekening
- Scherm met meerdere displays
- Interpretatie van lichaamsvetwaarden
- Moderne sensortoetsen
- Geborstelde roestvrijstalen elektroden
- 5 activiteitsniveaus
- Gebruikersgeheugens: 10
- Opstartmechanisme: Quick Start
- Automatische uitschakeling, overbelastingsindicator
- Cijfergrootte: 28 mm (gewicht)