

## GelPro enkel kompressen Identités



Beschikbaar eind maart 2025

- Het GelPro-assortiment biedt een complete thermotherapiebehandeling.
- Kan worden gebruikt in de vriezer of met micro-ocodes.
- Het kompres wordt over het te behandelen gebied geschoven en sluit goed aan omdat het gebruikte

materiaal zeer rekbaar is, waardoor het geschikt is voor de meeste lichaamsvormen.

- Blauwe kleur.
- Buisontwerp met voetbediening.
- Verlengbare klittenbandriem van 33 cm voor een betere pasvorm.
- Afmetingen zonder verlenging: 24 x 14 cm.