

Kousenaantrekhelp Classic Identités



- Maakt het gemakkelijker om sokken of steunkousen aan te trekken zonder al te veel inspanning of lastige bewegingen
- De sok of kous wordt over het metalen frame geschoven, de voet wordt erin gestoken en vervolgens wordt aan de handvatten getrokken om het geheel langs het been omhoog te schuiven
- Met wit geëpoxeerd metalen frame
- Afmetingen: B 20,5 cm x D 17,5 cm x H 34,5 cm
- Bruikbare diameter: 10 cm
- Gewicht: 800 g

