

Hulpsteun voor het bed



- De bedsteun kan op zowel lattenbodems als boxsprings worden geplaatst
- Hij kan plat worden vervoerd en is dus gemakkelijk mee te nemen op reis
- Hij past eenvoudig tussen de bedbodem en de matras en blijft dankzij de antislipkussentjes stevig op zijn plaats

liggen

- Afmetingen:

- Steun: 70 x 58 cm

- Handhouder: breedte 12 cm x hoogte 53 cm

- Weerstand: 127 kg