

## Transfertbord Beasyglyder Identités



- Onze BeasyGlyder transferplank is licht van gewicht en makkelijk te gebruiken
- De verschuifbare zitting maakt transfers makkelijker
- Dankzij de eenvoudige boogvorm en het kleinere formaat kan het voor veel verschillende transfers worden

gebruikt

- Afmetingen: Lengte 80 cm x breedte 25,5 cm x dikte 1,5 cm (met zitting 2,4 cm)
- Gewicht: slechts 2 kg
- Kleur: wit

