

Ergo Dynamic Large Engelse kruk Identités



- De Ergo Dynamic ellebogenstokken beschikken over veel technische innovaties, waaronder de zelfdragende high-tech aluminium buizen, die zorgen voor optimale stijfheid en een verlaagd gewicht
- Het unieke en gepatenteerde Ergo Dynamic model is uitgerust met een ingebouwde demper om schokken te absorberen
- Het is uitgerust met handpalmsteunen en onderarmsteunen, zoals de Opti Confort
- Het unieke afstelmechanisme maakt het mogelijk zich aan te passen aan elke gebruiker: de handgreep is in hoogte verstelbaar van 71,5 tot 98 cm in 11 standen
- Ze zijn uitgerust met een anti-uitwerpsysteem
- Aluminium met geslagen afwerking
- Geluidsdempende werking
- Gearticuleerde basis met perforatiebeschermings- en dempingsmechanisme
- Franse productie van hoge kwaliteit
- Slimme, dynamische en gearticuleerde dop
- Ultra-lichte structuur: slechts 600 gr per stok!
- Kleur: wit/zwart
- Maximaal gewicht van de gebruiker: meer dan 75 kg tot 130 kg

