

Toiletkader Kos Identités



- Maakt het gemakkelijker om op het toilet te gaan zitten en weer op te staan
- Wordt eenvoudig rond de bestaande toiletspot geplaatst
- Voorzien van 2 gevoerde armleuningen
- Stevige structuur van witgelakt staal
- Afmetingen: B 55,5 tot 60,5 cm (3 standen) x D 49 cm x H 69 tot 81,5 cm (6 standen)
- Breedte tussen de armleuningen: 49,5 tot 54,5 cm

