

Set van 4 liften van 14 cm Identités



- Plaats ze gewoon onder de poten van je stoel of bed om ze hoger te maken.
- Het bovenste gedeelte is breed genoeg voor de meeste meubelpoten en er is een uitsparing in het midden waar je veilig een wiel kunt plaatsen.
- Dankzij het ontwerp met olifantenpoten is het bestand tegen een gewicht van 500 kg (set van 4)
- Nuttige diameter: 9 cm
- Diameter basis: 15 cm
- Hoogte: 14 cm

