

Douchestoel Etac Swift



- Douchekruk en -stoel gecombineerd in één product, ontworpen met functionaliteit en eenvoud
- De basis douche tabouret kan eenvoudig worden getransformeerd naar een volledige douchestoel, afhankelijk van de wensen van de gebruiker
- De Swift heeft een unieke constructie die zich aanpast aan elk type vloer, zelfs indien het oppervlak oneffen is, en dit dankzij de uniek ontworpen stabiele vloerdoppen
- Het zitvlak is voorzien van een hygiënische uitsparing
- De Swift-douchestoel wordt ongemonteerd geleverd, maar het monteren van de onderdelen is
- Materiaal: polypropyleen en aluminium
- Total gewicht: 4,7 kg
- Totale breedte: 54/56 cm
- Breedte tussen armleuningen: 45 cm
- Zitafmetingen: 54 x 41 cm
- Verstelbare zithoogte: 42 tot 57 cm
- Kleur: grijs