

Opblaasbare badzit Mangar



- Luchtcompressor Airflow 12.
- Veilig in en uit het bad stappen
- Binnenruimte van het bad kan volledig gebruikt worden wanneer de badzit niet is opgeblazen.
- Werkt met luchtcompressor Airflow 12 (meegeleverd).
- Een ingebouwde veiligheid verhindert de zetel af te laten, indien de batterij niet krachtig genoeg meer is om de zetel te kunnen opblazen.

- Technische kenmerken
 - Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg
 - Gewicht van het badkussen: 2kg
 - Zithoogte (max / min): 40 cm / 0,5 cm (ongeveer)
 - Zitbreedte: 58 cm (ongeveer)
 - Zitdiepte: 44 cm (ongeveer)
 - Lengte van de luchtslang: 1,8 meter
 - Zuignap : Ø 11 cm