

## Elektronische weegstoel Irus, Klasse III



- Compacte afmetingen en gemakkelijk hanteerbaar voor de zorgverlener bij het wegen.
- Geschikt voor metingen tot 300kg.
- Verstelbare armsteunen om gemakkelijk patiënten in en uit te laten stappen.
- 4 wielen waarvan met 2 rem achterkant.
- Totale afmetingen : 630 x 720 x 960 mm (LxBxH).
- Netto gewicht: 18 kg.
- Max. belasting: 300 kg.
- Wettelijk meetinstrument voor medisch gebruik. Om de 4 jaar onderworpen aan periodieke verificatie.
- Werkt op oplaadbare batterij.

