

Persolife Compact urgentie wagen



- Afmetingen: 571 x 594 x 1050 mm (B x D x H)
- Structuur in geëxtrudeerde aluminium profielen, zijwanden en achterzijde in kunststof, oranje kleur.
- Wagen uitgerust met:
 - 2 ABS-laden van 417x470x76 mm
 - 2 ABS-laden van 417x470x156 mm
 - 1 ABS-lade 417x470x236 mm
 - 2 standaard rails voor accessoires
 - Aan de linker zijde een reanimatieplank
 - Aan de achterkant plaats voor sondes en zuurstoffles
 - 1 roestvrijstalen serum-houder met 2 haken, in hoogte verstelbaar
 - 1 stalen defibrillatorsteun, 360 ° draaibaar, met

- uitschuifbare methacrylaatplaat, met bevestigingsriemen.
- Centrale vergrendeling van laden met "Safety-Lock"-systeem.
- Werkblad uit ABS met opstaande randen van 48 mm
- Lades voorzien van grote handgreep, etikethouder en kleur ID label verkrijgbaar in 9 verschillende kleuren. (rood, groen, geel, blauw, paars, grijs, oranje, roze en wit)
- Lades uitneembaar en op telescopische rails op kogellagers.
- Maximale belasting van 45 kg per lade.
- 4 zwenkwielen dubbelloops 125mm waarvan 2 geremd
- Verschillende configuraties mogelijk - neem contact op met uw vertegenwoordiger.

