

Elastische fixatiepleister Curafix H 1 rol



- Afmeting : 20 cm x 10 m
- Niet steriel
- Wit
- 100% polyester
- zachte polyacrylaat-kleefstof voor de huid (zonder hars en rosinederivaat)

Hypoallergeen non-woven fixatie kleefverband.
De geperforeerde structuur zorgt voor een uiterste flexibiliteit en aanpassing aan de huidcontouren, en biedt tevens een goede ventilatie aan de onderliggende huid. Geschikt voor het fixeren van verbanden, kompressen, katheters, slangen of apparaten op de huid te fixeren.

