

Avero Viva hoog-laagbad



- Het hoog-laag Viva is een ergonomisch gevormd verzorgingsbad in glasvezelversterkte kunststof zonder opgebouwde console en met een volledig gesloten buitenschaal.
- Het wordt aangedreven door twee synchroon gestuurde tilzuilen.
- Het bad is langs drie zijden vrij toegankelijk en is geschikt voor gebruik in combinatie met patiëntenliften.
- De binnenschaal van het bad is ergonomisch gevormd en de geïntegreerde armleuningen en de voorgevormde rugleuning bieden zowem veiligheid als comfort.
- De geïntegreerde veiligheidshandgrepen helpen bij het in- en uitstappen.
- In de binnenschaal zijn tevens houders voor een badverkorter voorzien.
- Incl. excentrisch beslag.
- Met Grohe Grohtherm 1000 mixer.
- Afmetingen, bedieningsconsole inbegrepen: 202,5 x 80,5 cm
- Binnenafmetingen van het bad: 170 x 54/66,5 cm
- Hoogteverstelling: 69,5 -109, 5cm
- Veilige werkbelasting SWL: 320 kg