

Senta Pur L douche-en badlift



- Voor het baden, douchen en verzorgen.
- Robuust verrijdbaar frame in profielbuis, 2 dubbele zwenkwielen diameter 100 mm,
- 2 dubbele zwenkwielen met rem diameter 125mm, met ABS bedekking.
- Aluminium tilzuil met inwendige, uitneembare batterij, zitje volledig in roestvrij staal, met afneembare PU bekleding, grote verzorgingsopening, 2 opklapbare armsteunen.

- Rugleuning ook bruikbaar als hoofdsteun, alle stalen onderdelen gemoffeld.
 - Bediening via afstandsbediening.
- Technische gegevens:
- L: 860 mm, B: 718 mm, H: 1.375 mm
 - Tilhoogte 475--1.175 mm
 - incl. rugkussen, incl. veiligheidsgordel, incl. wandlaadstation en 24V batterij LINAK

