

## Fixatiepleister Mefix, non woven, 10 cm x 10 m, niet steriel. 1 rol



Betrouwbare fixatie van verbanden, gaaskompressen, katheters en slangen  
Mefix kan gebruikt worden om een verscheidenheid aan verbanden en apparaten op de huid te fixeren - zoals gaaskompressen, katheters en slangen.  
Mefix is voorzien van maataanduidingen om de 10 cm, zodat u de pleister gemakkelijk in de gewenste vorm en maat kunt knippen.  
Ook het beschermepapier heeft om de 10 cm een perforatielijn, zodat u het gemakkelijk kunt verwijderen en aanbrengen.

Dankzij de kleeflaag op waterbasis zorgt het voor een stevige, maar tegelijk huidvriendelijke hechting.  
Huidvriendelijke kleeflaag op waterbasis en zonder oplosmiddelen.  
Beschermepapier met maataanduiding om efficiënt te kunnen afmeten en afknippen.  
Flexibele stof vormt zich naar de lichaamscontouren en biedt bewegingsvrijheid.  
Luchtdoorlatend, voorkomt maceratie en zorgt voor meer comfort.

