

## Kizine hoogte regelbare, geïnclineerde keukenstoel



- De Kizine-stoel heeft een inclinatie naar voor van 4 cm om de inspanning om te zitten en op te staan te verminderen.
- De poten van deze hoge keukenstoel zijn in hoogte verstelbaar, stabiel en voorzien van antislip rubberdoppen.
- Technische kenmerken:
  - Zitvlak- / fronthoogte verstelbaar: 57 tot 70 cm
  - Zitdiepte: 28 cm
  - Zitbreedte: 35 cm
  - Totale breedte: 52 cm
  - Hoogte rugleuning: 28 cm
  - Hoogte van de armleuningen: 20 cm
  - Gewicht: 6 kg
  - Materiaal: staal
  - Kleur: wit / chroom
  - Maximum gebruikers gewicht: 136 kg