

Kizine hoogte regelbare, geïnclineerde keukenstoel



- De Kizine-stoel heeft een inclinatie naar voor van 4 cm om de inspanning om te zitten en op te staan te verminderen.
- De poten van deze hoge keukenstoel zijn in hoogte verstelbaar, stabiel en voorzien van antislip rubberdoppen.
- Technische kenmerken:
 - Zitvlak- / frontheogte verstelbaar: 57 tot 70 cm
 - Zitdiepte: 28 cm
 - Zitbreedte: 35 cm
 - Totale breedte: 52 cm
 - Hoogte rugleuning: 28 cm
 - Hoogte van de armleuningen: 20 cm
 - Gewicht: 6 kg
 - Materiaal: staal
 - Kleur: wit / chroom
 - Maximum gebruikers gewicht: 136 kg