

Bodyfix trippelhoeslaken



- Ontworpen om comfort en lichte terughoudendheid te bieden aan passieve of mobiliteitsgestoorde patiënten, incontinentie, gedesoriënteerde of neurologische patiënten
- Het verhindert toegang tot de luiers, katheters, buizen, wonden, verbanden, enz
- Het kan worden gebruikt als een deken met zijn vier bevestigingspunten die kunnen worden aangepast aan de matras
- Het ontwerp van dit trippelhoeslaken biedt patiënten de mogelijkheid om van houding te veranderen en te gaan zitten
- In 40 % katoen, 60 % polyester, witte kleur
- De Bodyfix trippelhoeslaken heeft twee kleine zijopeningen met klittenband die de doorgang van sondes, buizen, katheters, slangen, enz. mogelijk maken
- Het is gemaakt van twee verschillende soorten stof, naargelang het wordt gebruikt bij warm of koud weer

