

## Bloeddrukmeter Welch Allyn DuraShock DS54, met lepel



- Decompressie dmv een vingerschroef.
- Schokbestendig - Latexvrij.
- 5 jaar kalibratiegarantie.
- Geleverd met opbergzakje.
- De aneroïde Welch Allyn DuraShock is nauwkeurig tot op +/- 3 mm Hg.
- Te gebruiken bij temperaturen 10°C - 40°C en een

maximaal vochtigheidsniveau van 85% - 90%.

- Reiniging:
  - Aneroïde manometer , peer en klep : met een vochtige doek of een alcoholdepper.
  - Manchet : met een vochtige doek of wassen in warm water (maximum 60°) met een milde detergent.