

## Alternating kussen SEDENS 500, 43 x 43 x 10 cm



Kussen samengesteld uit 4 luchtcellen, wisseldruk, ingebracht in een schuimbasis.  
Dit kussen is bij uitstek geschikt voor de preventie en behandeling van doorligwonden voor patiënten met beperkte mobiliteit en een hoog risico op doorligwonden. Ergonomisch en eenvoudig bedieningspaneel.  
Dynamische therapeutische modus: de cellen worden afwisselend opgeblazen en laten leeglopen.  
Statische modus: dezelfde druk op alle cellen  
5 Comfortniveaus: stel het comfortniveau in op basis van

de voorkeuren van de gebruiker (1, voor de zachtste en 5 voor de meest stevige).  
Visuele en hoorbare alarmeren bij lage druk (abnormale druk) en laag batterijniveau  
PU-hoes: bi-elastisch, waterbestendig en onderhoudsvriendelijk.  
Afmetingen compressor: 25 x 12,5 x 5,5 cm  
Cyclustijd: 10, 15, 20 minuten  
Opladbare batterij: autonomie 8 uur.  
Voeding: AC 100V - 240V, 50/60 Hz - 0,5A