

## Telescopische rail uit geanodiseerd aluminium, lengte 210 cm - 17 ringen



- RTS-telescopen: draaibaar.
- Gebruik op uw gemak, wanneer het nodig is om een ??privéruimte te creëren
- Al meer dan 30 jaar op de markt
- Economisch. Mogelijkheid om de steun- en steuntelescoop te verplaatsen
- Zeer lange levensduur
- Gebruiksgemak. Lichte mais maar toch robuust
- Aangeboden en 3 verschillende lengtes
- Onbreekbare ringen bij de levering inbegrepen
- Wanneer krachtig aan het gordijn wordt getrokken, gaan de ringen open en laten het gordijn los. Dus de muren zijn niet beschadigd.
- TÜV gecertificeerd
- TS 2.1 beslaat de volledige lengte van een bed
- Telescopische arm 85-210 cm, 17 ringen
- Gewicht: 0,7 kg
- Geschikte gordijnen: TCS 211, TCS 212, TCS 213, VH / C 211, VH / C 212

