

Telescopische rail uit geanodiseerd aluminium, lengte 210 cm - 17 ringen



- RTS-telescopen: draaibaar.
 - Gebruik op uw gemak, wanneer het nodig is om een ??privéruimte te creëren
 - Al meer dan 30 jaar op de markt
 - Economisch. Mogelijkheid om de steun- en steuntelescoop te verplaatsen
 - Zeer lange levensduur
 - Gebruiksgemak. Lichte mais maar toch robuust
 - Aangeboden en 3 verschillende lengtes
 - Onbreekbare ringen bij de levering inbegrepen
- Wanneer krachtig aan het gordijn wordt getrokken, gaan de ringen open en laten het gordijn los. Dus de muren zijn niet beschadigd.
 - TÜV gecertificeerd
 - TS 2.1 beslaat de volledige lengte van een bed
 - Telescopische arm 85-210 cm, 17 ringen
 - Gewicht: 0,7 kg
 - Geschikte gordijnen: TCS 211, TCS 212, TCS 213, VH / C 211, VH / C 212

