

Verstelbare schelpzetel Elysée 2019 model, maat 10, PVC cacao.



- Met verwijderbare bekleding, wasbaar in de machine op 30 °.
- Deze zetel is uitgerust met een kussen ter voorkoming van doorligwonden, klasse II, harnas, anatomisch cervicaal kussen
- Waterdichte PVC / PU bekleding
- Zetel ontworpen voor patiënten die de hulp van een begeleider nodig hebben.
- Het is een praktische en mobiele compacte zetel die is aangepast voor binnen- of buitengebruik.
- De gezelligheid en de waardigheid van de gebruiker worden bewaard door een zetel waarvan de hoogte van de armleuningen altijd toegang biedt tot de tafels met maaltijden.
- De verzorger kan de inclinatie van de patiënt veranderen met behulp van het handvat op de duwstang, maar ook de zetel met zijn voet afremmen.
- Het is uitgerust met een manuele beensteun, verstelbaar dmv tandrad in 6 posities.
- De beensteun is in lijn met het zitvlak bij half liggende positie.
- Bovendien zijn de totale breedte en die van het zitvlak identiek om de patiënt een betere ondersteuning en comfort van de onderste ledematen te bieden.
- Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg.
- 2 achterwielen diam. 300 mm en 2 voorwielen 200 mm.
- Kantelen: 30 °
- Zithoogte: 45 cm
- Maat 10: Zitbreedte 45 tot 50 cm - Zitdiepte: tot 46 cm