

## **BD Microlance 3 naalden - groen - 21G x 1 1/2"** **Doos met 100**



- Steriel, voor eenmalig gebruik zonder latex
- Bevelontwerp maakt gebruik van geavanceerde technologieën (drievoudige afschuining, elektrolyse-afwerking)
- In-vitro en in-vivo studies hebben een kwalitatieve superioriteit van de penetratie-index aangetoond
- Dunne parios die het gebruik van dunnere naalden, gelijkmatige of hogere injecties mogelijk maken in vergelijking met normale naalden voor de wand.
- Naalden van BD Microlance 3 passen op een Luer of Luer-Lock conus
- Sterilisatie: ethyleenoxide
- Volwassen intramusculaire naald
- Lengte: 40 mm
- Diameter : 0,80 mm
- Volume: 0,060 ml
- Steriel wegwerpmateriaal