

## Eucerin handcrème pH5 Tube van 75 ml



- De handcrème Eucerin pH5 biedt tot wel 18uren lang bescherming tegen uitdroging. Doeltreffende, milde crème die goed wordt verdragen, zelfs op een gevoelige, beschadigde huid.
- Het is klinisch bewezen dat het pH5 EnzymeProtection systeem, de huideigen enzymactiviteit en de natuurlijke beschermlaag van de huid versterkt.
- Door de natuurlijke afweer van de huid van binnenuit te versterken, worden de pH waarden en de natuurlijke hydratatie hersteld.
- De formule op basis van Dexpanthenol heeft wondgenezende eigenschappen en bevordert het herstel van de huid. Dagelijks gebruik verzekert een

bescherming op lange termijn, en zorgt ervoor dat de huid soepel en zacht blijft.

#### Ingrediënten:

Aqua, Glycérine, Hydrogenated Coco-Glycerides, Panthénol, Stearyl Alcohol, Triisostearin, Cetyl Alcohol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Citric Acid, Sodium Citrate, Tocopherol, Sorbitan Stearate, Chondrus Crispus Extract, Tapioca Starch, Myristic Acid, Arachidic Acid, Oleic Acid, Xanthan Gum, Dimethicone, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Pentylene Glycol, Phenoxyethanol, Parfum