

## Pomp-fles van 400 ml waslotion Eucerin pH5



Eucerin pH5 Waslotion is een zeepvrije formule voor de milde, maar doeltreffende reiniging van de gevoelige huid.

De combinatie van pH5-citraatbuffer en extra milde oppervlakte-actieve stoffen beschermt de enzymactiviteit van de huid, behoudt zijn barrièrefunctie en zorgt dat deze niet uitdroogt.

Van Eucerin pH5 Waslotion is bewezen dat deze een veilige en doeltreffende reiniging biedt voor de dagelijkse verzorging van baby's en kleine kinderen.

Er is ook aangetoond dat deze geschikt is voor een door

allergie aangetaste huid.

Ingrediënten:

Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Myreth Sulfate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Sodium Chloride, Methylpropanediol, Panthénol, Sodium Citrate, Polyquaternium-10, Coco-Glucoside, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycol Distearate, Glycérine, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Sodium Benzoate, Parfum